

recombinant human FMO2 microsomes

この度は、弊社製品をご注文いただきまして、ありがとうございます。ご注文いただきました ProCube®W_FMO2 の生産結果を掲載しておりますので、ご確認ください。今後とも弊社製品をより一層のご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

【商品情報】

名称	recombinant human FMO2 microsomes
タンパク質	フラビン含有モノオキシゲナーゼ 2 Flavin-containing monooxygenase 2
Accession NO.	NM_001460.4
由来	ヒト
分子量 ¹⁾	63.0 kDa.
宿主	バキュロウイルス
備考	C 末端 FLAG®タグ付与

【性能】

容量	0.5 mL×8 本
濃度 ²⁾	5.1 mg/mL
代謝活性値 ³⁾	15,000 pmol/min/mg protein
バッファー	0.1 M potassium phosphate buffer (pH7.4), 250 mM sucrose, 0.25 mM EDTA
Lot.	160212

- 1) Calculated from the protein sequence with FLAG®-tag.
- 2) Bradford protein assays.
- 3) Methyl *p*-tolyl sulfide oxidase activity.

【代謝活性測定方法】

Methyl *p*-tolyl sulfide oxidase activity

1. 以下の組成から成る反応液 290 μ L を調製し、前保温する。(37°C, 5 分間)
1.3 mM NADP⁺
3.3 mM glucose-6-phosphate
3.3 mM MgCl₂
0.4 U/ml glucose-6-phosphate dehydrogenase
2 mM methyl *p*-tolyl sulfide
50 mM glycine (pH 9.5)
2. 反応液に FMO2 microsomes 10 μ L を加え、反応を開始する。(37°C, 反応時間: 10 分)
3. Acetonitrile 100 μ L を加えて反応を停止させる。
4. 遠心分離する。(21,500×g, 5 分間)
5. 上清 100 μ L をバイアルに移し、UPLC により代謝物を定量する。

UPLC conditions

Column: UPLC BEH C18 (1.7 μ m) 2.1 x 50 mm
Temperature: 40 °C
Mobile phase: (gradient separation)
Initial: 10% acetonitrile, 0.1% TFA (trifluoroacetic acid)
Gradient: 10% \rightarrow 90% acetonitrile, 0.1% TFA over 5 min
Flow rate: 0.2 mL/min
Injection volume: 4 μ L
Detection: UV, λ = 237 nm
Standard: methyl *p*-tolyl sulfoxide

【使用上または取扱上の注意】

- 本品は研究用途以外の目的には使用しないでください。
- 【遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく情報提供】本品は遺伝子組換え生物等の規制による生物多様性の確保に関する法律施行規則第 16 条第 1 号、第 2 号または第 4 号に基づく使用等には該当いたしません。本品は組換えバキュロウイルスが含まれる可能性がありますので、使用・保管・運搬の際は適切な拡散防止措置を執ってください。
- 本品を廃棄する際は、オートクレーブ処理 (121°C, 20 分以上) をしてください。
- 本品は熱に不安定な酵素です。融解後、実験を開始するまで氷中で保管してください。
- 本品は長期保存をすると品質に影響を及ぼす場合があります。また凍結融解をせずに、納品後または開封後はすぐにお使いください。

【貯蔵方法】 -80°C 以下

【問合せ先】 製品に関するお問合せは下記までお願いいたします。

シスメックス株式会社

R&I 事業本部 研究開発センター 〒651-2241 神戸市西区室谷 1 丁目 1 番 2 号 Tel 078-991-2212 Fax 078-992-1082